



ATEMSCHUTZ

SICHER ATMEN.

STANDORTE

DEUTSCHLAND (ZENTRALE)

 AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
50181 Bedburg
Deutschland

 +49 2272 9060 0

 info@nitras-safety.com

 www.nitras-safety.com

Hr. Jens Thome Geschäftsführung
Hr. Ingo Kielholtz Geschäftsführung
Hr. Tim Kielholtz Geschäftsführung

ÖSTERREICH

 AS Arbeitsschutz GmbH NL Wien
Leonard-Bernstein-Straße 4-6/10/44
1220 Wien
Österreich

 +43 126 999 85

 j.steinboeck@nitras.com

 www.nitras-safety.com

Hr. Johannes Steinböck Außendienst Mittel-/Osteuropa

ISO-ZERTIFIZIERUNG

DIN EN ISO 9001:2015

RÜCKSENDUNGEN

Nur nach vorherigem Avis. Keine Annahme unfreier und/oder nicht avisierter Rücksendungen.

CHINA

 AS Arbeitsschutz GmbH Shanghai Office
Room 31-04, Minhang Plaza, No. 6088 Humin Road
Shanghai 201199
China

 +86 21 5187 5323

 info@nitras.cn

 www.nitras-safety.com

Hr. Dean Lee Standortleitung

LIEFERBEDINGUNGEN

Ab 750,00€ Warenwert frei Haus innerhalb von Deutschland.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

10 Tage mit 2% Skonto, 30 Tage netto.

Folgen Sie uns in unseren Social Media-Kanälen und gehören Sie zu den Ersten, die Informationen zu Top-Themen erhalten! Nehmen Sie an unserem tagesaktuellen Geschehen teil:



LinkedIn

NITRAS SAFETY



Facebook

NITRAS SAFETY PRODUCTS



Xing

AS Arbeitsschutz GmbH // NITRAS



YouTube

NITRAS SAFETY



Instagram

nitras_safety

- 2 Einleitung
- 4 Normen und Piktogramme
- 5 Übersicht
- 6 Atemschutzmasken
- 8 Gesichtsmasken





SCHMUTZ
FESTE AEROSOLE
STAUB
RISIKEN
FLÜSSIGE AEROSOLE
PARTIKEL

DIE ATEMWEGE ESSENTIELL FÜR DEN MENSCHEN

NITRAS - ATEMSCHUTZ

Die Luft, die wir atmen, wird über die Atemwege in den Körper geleitet, in der Lunge verteilt und anschließend wieder herausgeleitet. Dieser Vorgang ist essentiell für den Menschen und muss daher besonders geschützt werden.

Dieser wichtigen Aufgabe sind wir uns ständig bewusst. Daher bieten wir Ihnen für unterschiedliche Einsatzgebiete die jeweils passende Maske. Unsere partikelfiltrierenden Halbmasken schützen Ihre Atemwege zuverlässig gegen feste und flüssige Aerosole. Unsere medizinischen Gesichtsmasken nehmen darüber hinaus eine wichtige, ergänzende Rolle zum Schutz ein - speziell in der heutigen Zeit. Beide Masken verfolgen ein Ziel: Sicher atmen.



IHR DIREKTER LINK ZUM ONLINE-ANGEBOT





NORMEN UND PIKTOGRAMME

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von September 2023. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

EN 149

Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

Mindestanforderungen für filtrierende Halbmasken als Atemschutzgeräte zum Schutz gegen Partikel (außer für Fluchtzwecke).

EN 14683

Medizinische Gesichtsmasken

Diese Europäische Norm legt Anforderungen an die Übertragbarkeit infektiöser Keime während chirurgischer Eingriffe in Operationssälen und sonstigen medizinischen Einrichtungen fest. Infektionsquellen sind z. B. die Nasen und Mäuler von Mitgliedern der Operationsmannschaft. Die hauptsächliche vorgesehene Verwendung medizinischer Gesichtsmasken ist der Schutz des Patienten gegen infektiöse Keime sowie, zusätzlich in bestimmten Situationen, der Schutz des Trägers gegen Spritzer möglicherweise kontaminierter Flüssigkeiten und lebensfähiger Teilchen. Medizinische Gesichtsmasken können ebenfalls dazu dienen, von Patienten und anderen Personen zur Verminderung des Risikos einer Verbreitung von Infektionen getragen zu werden, insbesondere in ansteckenden oder pandemischen Situationen.

Typ	Bakterielle Filterleistung (BFE)	Spritzschutz
I	≥ 95	Nein
II	≥ 98	Nein
IIR	≥ 98	Ja

NACHHALTIGKEITSAMPEL



Verpackung

Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.



Soziale Aspekte

Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.

KATEGORIE	ARTIKELNR.	HAUPTFARBE	FFP1	FFP2	FFP3	VENTIL	NR	EN 149	RISIKOKAT.	MEDIZINPRODUKT	TYP IIR	EN 14638	LAGEN	SEITE
Atemschutzmasken	4120SI		-	✓	-	-	✓	✓	III	-	-	-	-	6
Atemschutzmasken	4120SIF		-	✓	-	-	✓	✓	III	-	-	-	-	7
Atemschutzmasken	4130SI		-	-	✓	✓	✓	✓	III	-	-	-	-	7
Atemschutzmasken	4140SI		-	-	✓	✓	✓	✓	III	-	-	-	-	7
Gesichtsmasken	4331		-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	3	8
Gesichtsmasken	004338		-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4	8

SEHR GUTE DICHTIGKEIT
UMLAUFENDE SCHAUMSTOFFFLIPPE

LATEXFREIE GUMMIZÜGE
PERFEKTER HALT

EN 149
SCHUTZ GEGEN PARTIKEL

ATEMSCHUTZMASKEN



4120SI // SAFE AIR

Klasse:	FFP2 NR
Ventil:	Nein
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	400 Stück
Zertifizierung:	EN 149

NITRAS SAFE AIR, Atemschutzmaske, weiß (Farbcode: 1100), Klasse FFP2 NR, ohne Ventil, weißes, latexfreies Synthetikgummiband, äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz, innen Nasenpolster aus weichem Schaumstoff, für Brillenträger (Schutzbrillen) bestens geeignet, 20 Boxen à 20 Stück

4120SIF // SAFE AIR

Klasse:	FFP2 NR
Ventil:	Nein
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	400 Stück
Zertifizierung:	EN 149

NITRAS SAFE AIR, Atemschutz-Faltmaske, weiß (Farbcode: 1100), Klasse FFP2 NR, ohne Ventil, eingearbeiteter Nasenbügel für optimalen Sitz, Gummibänder für Ohren, einzeln im Polybeutel verpackt, 20 Boxen à 20 Stück



4130SI // SAFE AIR

Klasse:	FFP2 NR
Ventil:	Ja
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	300 Stück
Zertifizierung:	EN 149

NITRAS SAFE AIR, Atemschutzmaske, weiß (Farbcode: 1100), Klasse FFP2 NR, mit Ventil, weiße Riemen, äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz, innen Nasenpolster aus weichem Schaumstoff, für Brillenträger (Schutzbrillen) bestens geeignet, 20 Boxen à 15 Stück



4140SI // SAFE AIR

Klasse:	FFP3 NR
Ventil:	Ja
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	200 Stück
Zertifizierung:	EN 149

NITRAS SAFE AIR, Atemschutzmaske, weiß (Farbcode: 1100), Klasse FFP3 NR, mit Ventil, weiße, verstellbare Riemen und eine umlaufende Schaumstofflippe, sehr gute Dichtigkeit, für Brillenträger (Schutzbrillen) bestens geeignet, 20 Boxen à 10 Stück





GESICHTSMASKEN

4331 // PROTECT

Material:	Vliesstoff, blau
Sonstiges:	3-lagig
Verpackungseinheit:	2.000 Stück

NITRAS PROTECT, medizinische Gesichtsmaske, blau (Farbcode: 2200), 3-lagig, eingearbeiteter Nasenbügel, runde und latexfreie Gummizüge, EN 14683 Typ IIR, Bakterienfilterleistung > 98 %, 40 Boxen à 50 Stück



004338 // SOFT PROTECT PLUS

Material:	Vliesstoff, schwarz
Sonstiges:	4-lagig
Verpackungseinheit:	500 Stück

NITRAS SOFT PROTECT PLUS, medizinische Gesichtsmaske, schwarz (Farbcode: 1000), aus sehr weichem, glasfaserfreiem Vliesstoff, 4-lagig, eingearbeiteter Nasenbügel, runde und latexfreie Gummizüge, hergestellt nach EN 14683 Typ IIR, Bakterienfilterleistung > 98 %, 10 Boxen à 50 Stück





// ENSURESAFETY

ZEIT FÜR EINEN NEUEN ANSTRICH

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und verpassen Sie unseren Produkten Ihren Anstrich! Als Experten für Handelsmarken unterstützen wir Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihrer eigenen Produkte. Hierbei können Sie über Farben, Materialien, Design, Veredelungen etc. entscheiden und auf unser gesamtes Produktsortiment sowie weiterer Produkte zurückgreifen.

Wir kümmern uns um die einwandfreie Umsetzung und alle rechtlichen Aspekte. Nutzen Sie unsere Expertise und profitieren Sie nachhaltig von den Vorteilen von Handelsmarken!

Weitere Informationen finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 4.

**IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG UND ARBEITSKLEIDUNG. SEIT 1986.**



NITRAS SAFETY
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
50181 Bedburg, Deutschland

+49 2272 9060 0
info@nitras-safety.com
www.nitras-safety.com

